

**MESA OBSTETRICA PARA PARTO  
HUMANIZADO INTERCULTURAL  
EN POSICIÓN VERTICAL**



## Aplicaciones de la mesa obstetrica de parto

### DESCRIPCIÓN:

- Base de perfil tubular, cuadrado o redondo
- Superficie de la mesa dividida en tres secciones:
- Marco tubular redondo cromado de 31.75 mm de diámetro (1 ¼") para la sujeción y agarre de la paciente de altura variable y desmontable. Altura variable de 174 a 205 cm , con intervalos de 5.0 cm. y con dos dobleces a 45°, cuenta con recubrimiento antiderrapante en la parte superior. Con estribos laterales forrados en material antiderrapante de lamina o placa de acero 1018 para soporte de los pies del acompañante.
- Funda del colchón en vinil. Con costuras sin vivos y de 9 a 10 puntadas por 2.54 cm ( 1 pulgada ) como mínimo.
- Con soporte inferior tipo charola que permita colocar los aditamentos de la mesa y que no interfiera con el candado de la mesa.
- Banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64") de espesor y diámetro de 25.4 mm (1") acabado cromado. Plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64") de espesor acabado cromado. Cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro. Regatones de hule color negro antiderrapantes. Que soporte un mínimo de 150 Kg.



Para uso de la madre en posición de descanso.



Para uso de la madre en posición de parto sin acompañante con la sección central elevada como respaldo.



Para uso del acompañante durante el parto sección distal elevada

#### MATRIZ

Motolinía 8 A, B, y D Col. Centro  
Delegación Cuauhtémoc  
México D.F. C.P. 06000  
[ventas@rochestermexico.com](mailto:ventas@rochestermexico.com)  
Tels: (01 55) 5521 7531  
5521 9517  
5512 4420  
Fax: (01 55) 5521 3488  
5512 4420

#### CUAUHTÉMOC

Río Lerma N° 213  
esq. Río Nilo Col. Cuauhtémoc  
Delegación Cuauhtémoc  
México D.F. C.P. 06500  
[sucursal\\_lerma@rochestermexico.com](mailto:sucursal_lerma@rochestermexico.com)  
Tels: (01 55) 5514 6404  
Fax: (01 55) 5525 1230