

DESCRIPCIÓN

Tanita esta orgulloso de introducir una mejora significativa al calculo del Indice Metabólico Basal. En lugar de simplemente relacionar peso, edad y sexo, la fórmula de Tanita toma en cuenta la masa sin grasa dando así un mayor nivel de exactitud.

Monitor de composición corporal con 8 segmentos diferentes.

Método de medición: Análisis de Impedancia Bioeléctrica.

Medición de Indice Metabólico Basal (IMB) con kJ y kcal.

Impresión de resultados en papel térmico de 2.44"x 3.00".

Función de medición de solo peso.

Capacidad: 200 kg (440 lb) con precisión de 0.1 kg (0.2 lb).

Rango de 150-900 Ohms de impedancia.

Pantalla de cristal líquido.

Peso: 12 kg (26.5 lb).

Tamaño: 13" x 14.7" x 3.5"

Adaptador AC 5V incluido.

Interfase Bi-Direccional RS-232C



MATRIZ

Motolinía 8 A, B, y D Col. Centro
 Delegación Cuauhtémoc
 México D.F. C.P. 06000
contacto@rochestermexico.com
ventas@rochestermexico.com
 Tels: (01 55) 5521 7531
 5521 9517
 5512 4420
 Fax: (01 55) 5521 3488
 5512 4420

CUAUHTÉMOC

Río Lerma N° 213
 esq. Río Nilo Col. Cuauhtémoc
 Delegación Cuauhtémoc
 México D.F. C.P. 06500
contacto@rochestermexico.com
ventas@rochestermexico.com
 Tels: (01 55) 5514 6404
 Fax: (01 55) 5525 1230